



*Przebieg do rozpięcia
 ortopedycznego m. n. g. 21.1.1999
 k. d. i. o. 21.09.2001*

Balustrada z stali nierdzewnej x 2 sztuki



Mocowane słupków od góry stopnia pierwszy słupek należy usztywnić dodając wypórkę po skosie mocowaną w podłożu

Poręcze mocowane do ściany x 2 sztuki



Mocowanie do ściany min. 3 punkty mocowania

Z up. Wójta
KIEROWNIK
 Referatu Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. Rafał Piłatowicz